


# Ganz andere Gehwagen, die RCN-Walker...

## ...für sichere Mobilität



GW 120

Geprüftes Medizinprodukt:   
Hilfsmittelnummer: 10.46.02.0006

Die RCN Walker bieten, wie keine andere Gehhilfe, dem bewegungseingeschränkten Menschen rundum Sicherheit. Sie nehmen ihm die Angst vor einem Sturz und geben ihm durch den integrierten Sitz die Möglichkeit, sich jederzeit nach Belieben auszuruhen. Der zur Grundausstattung gehörende Sicherheitsgurt bietet zusätzlichen Schutz.

Bei allen Modellvarianten ist der Sitz mit den Armlehnen parallel sechsfach in der Höhe verstellbar. Jeder RCN Walker lässt sich so individuell der Körpergröße des jeweiligen Nutzers anpassen.

### Die Vorteile:

- Regt zur Mobilität an
- Unterstützt die Bewegungstherapie zur Sturzprophylaxe
- Verbessert das körperliche Befinden
- Erhöht die Lebensqualität
- Senkt Arznei- und Heilmittelkosten
- Hilft Fixierungen zu vermeiden
- Entlastet das Pflegepersonal



GW 120 Maxi



GW 120 Mini

GW 120


Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf oder besuchen Sie uns im Internet, denn es interessiert uns was Sie bewegt!

[www.ppm-marburg.de/RCN](http://www.ppm-marburg.de/RCN)



# Der Gehwagen und seine Optionen

Die serienmäßig hochwertige Grundausstattung in Verbindung mit praktischen Optionen ermöglicht den Einsatz über das reine Bewegungstraining hinaus.



**GSB** Servierbrett/Therapietisch

Sicherheitsgurt, serienmäßig optional mit Gurtpolster **GGP**

Höhenverstellung, serienmäßig

Hochwertige Doppel-laufrollen, serienmäßig

**GIH** Infusionsflaschenhalter

**GKGW** Gelkissen

**GL** Gleiter, kein Wegrollen beim Hinsetzen

Tasche, serienmäßig

Polstersitz aus PUR-Schaum, serienmäßig

**GFT** Fußstütze verschieb- und abnehmbar

Höchste Stabilität durch Sicherheitsrahmen

Combo-Walker



## Der RCN Combo-Walker

– eine Neuentwicklung aus der RCN Kreativwerkstatt

Dieser Gehtrainer wird insbesondere bei solchen Patienten zum Mobilitätstraining eingesetzt, die sich nicht mehr ausreichend sicher mit den Händen abstützen können. Die gepolsterte Unterarmauflage ist so positioniert, dass die Unterarme bis zum Ellbogen optimal abgestützt sind. Falls erforderlich kann der Patient mittels eines Gurtes mit integriertem Sitz zusätzlich gesichert werden, wodurch auch die Möglichkeit eines Intervalltrainings – abwechselnd gehen und sitzen – ermöglicht wird. Der obere Rahmen mit Polsterauflage und Sitzgurtaufhängung ist höhenverstellbar von 1120 mm bis 1270 mm in 25 mm Schritten.

Modell	Länge	Breite	Sitzhöhe	Griffhöhe	Gesamthöhe	Belastbarkeit
GW 120	995	785	520-670	780-930	1075-1225	150 kg
GW 120 Mini	895	720	430-580	590-740	890-1040	150 kg
GW 120 Maxi	1090	840	450-600	750-900	1040-1190	200 kg
Combo Walker	1050	780		1120-1270	1250-1400	150 kg

Alle Angaben in mm. Sondermaße auf Anfrage.

### Ihr Fachhändler:

ppm-marburg  
 peter pohl medizintechnik  
 Tel.: 06421 - 931918, Fax: 06421 - 33205  
[info@ppm-marburg.de](mailto:info@ppm-marburg.de)  
[www.ppm-marburg.de](http://www.ppm-marburg.de)

Das Onlineshop-Portal mit über 50 Markenshops für med. techn. Geräte.  
 Seit 1997 - Innovative Technik und Dienstleistung, alles aus einer Hand.

